

## Ultrazvuk SonoAir 60

celosvětově nejlehčí a nejtenčí přenosný ultrazvuk v hliníkovém těle – 2,1 kg a 26 mm


Cena – 249.900 Kč bez DPH, 302.379 Kč včetně 21% DPH zahrnuje:

14,1" LCD barevný dotykový monitor s vysokým rozlišením (1920 x 1080)

**1 základní sonda dle výběru**

Přenosný kufřík

128GB SSD + disk, 2 USB 3.0 porty, 4 porty pro připojení sond  
LAN, HDMI, *volitelně: Wi-Fi, Bluetooth*



### Módy:

B, B/M, M, 2B, 4B, CPA, B/BC, Barevný Doppler, CFM, PW, Power doppler / DPD

Automatická PW funkce pro sledování a měření, Triplex, Quadplex,

Trapezoidní zobrazení

Chroma B – M – PW

presety a obecná měření pro cévní, gynekologicko – porodnická,

urologická, MSK, kardio, břišní i pediatrická vyšetření

AIO (automatická optimalizace obrázků)

SRA – redukce speklí

Softwarový balíček Q-image

Full screen



**CHISON**  
Value Beyond Imaging



**CHISON**  
Value Beyond Imaging

21 YEARS  
SPECIALIZED IN ULTRASOUND



**Sondy - volitelné:**

- 7L – Lineární sonda
- 3C – Konvexní sonda
- 6E – Transvaginální sonda
- 6MC – Mikro-konvexní sonda
- 3S – Phased array sonda

- 49.900 Kč / bez DPH
- 49.900 Kč / bez DPH
- 69.900 Kč / bez DPH
- 69.900 Kč / bez DPH
- 69.900 Kč / bez DPH



**Další příslušenství:**

Přístrojový vozík SonoAir – TR3000

26.900 Kč / bez DPH

**Software - volitelné:**

- DICOM
- Auto IMT
- Curved Expanding
- Super Needle
- Wi-Fi
- Bluetooth

- 19.900 Kč / bez DPH
- 9.900 Kč / bez DPH
- 24.900 Kč / bez DPH
- 29.900 Kč / bez DPH
- 21.900 Kč / bez DPH
- 5.900 Kč / bez DPH

**Servis:**

BTK dle zákona č. 268/2014 Sb. – roční

2900 Kč / bez DPH



**CHISON**  
Value Beyond Imaging



**CHISON**  
Value Beyond Imaging  
21 YEARS  
SPECIALIZED IN ULTRASOUND

