

## Ultrazvuk Xbit80

Cena 849.000 Kč bez DPH, 1.028.379 Kč s DPH zahrnuje:

23.8" LED monitor  
13,3" ovládací dotykový panel  
**1 základní sonda dle výběru**

500G SSD hard disk, 8 USB portů  
Ohřívač gelu  
Možnost připojení 4 sond  
4D a CW modul  
DICOM  
Super needle – zvýraznění jehly  
Panoramatické zobrazení  
Auto IMT  
Auto Color  
**Single crystal technologie**

Barevný Doppler, CFM, PW, CW, TDI  
**Inteligentní doppler – automatická optimalizace**  
Automatický PW v reálném čase  
Trapezoidní zobrazení  
Chroma B – M – PW  
TGC – Time Gain Compensation  
Fullscreen mód  
2D steer  
SRA – redukce speklí  
**Multiple Compound Image**  
Q-image, Q-flow  
X-contrast, Q-beam  
FHI pro maximální rozlišení  
Hero kit pro rychlý servis



**CHISON**  
Value Beyond Imaging



**CHISON**  
Value Beyond Imaging

21 YEARS  
— SPECIALIZED IN ULTRASOUND



## Sondy - volitelné:

Druh sondy	Kat. č.	Frekvence	Elementy	Cena bez DPH
Lineární sonda	L12-T	5.0-18.0	128	62.900 Kč
Lineární sonda	L7-T	3.0-15.0	128	48.900 Kč
Lineární sonda	L18-T	11.0-23.0	128	119.900 Kč
Lineární sonda	L7SVA-T	6.0-16.0	128	89.900 Kč
Lineární sonda	L8M-T	4.0-16.8	192	66.900 Kč
Lineární sonda	L8M5-T	5.0-16.8	192	89.900 Kč
Lineární sonda	L8M6-T	5.0-16.8	192	89.900 Kč
Lineární sonda	L12M-T	5.0-18.0	192	89.900 Kč
Lineární sonda	L10i-T	6.0-16.0	128	98.900 Kč
Konvexní sonda	C3M-T	1.0-8.2	192	98.900 Kč
Konvexní sonda	C3-T	1.0-8.2	128	48.900 Kč
Mikro konvexní sonda	MC6-T	4.0-12.0	128	66.900 Kč
Mikro konvexní sonda	MC3-T	2.0-6.8	128	59.900 Kč
Transvaginální sonda	E7-T	3.0-16.2	128	69.900 Kč
Transvaginální sonda	E7MW-T	4.0-15	192	98.900 Kč
Kardio sonda	P2-T	1.0-6.4	64	69.900 Kč
Kardio sonda	P2M-T	1.0-6.4	80	69.900 Kč
Kardio sonda	P3T-T	1.0-6.4	64	149.900 Kč
Kardio sonda	P5-T	2.0-9.6	64	89.900 Kč
4D sonda	VC4-T	2.5-7.0	128	129.900 Kč
4D sonda	VE6-T	4.0-12.0	192	149.900 Kč
Transrektální lineární sonda	L7R-T	4.0-15.0	128	89.900 Kč
Transrektální sonda biplane	R7B8-T -L	5.0-14.4	192	149.900 Kč
Transrektální sonda biplane	R7B8-T-C	5.0-14.4	192	149.900 Kč
Pencil sonda	CW2-T		2	77.900 Kč
TEE sonda	T5-T	4.0 - 6.0	64	599.000 Kč

## Volitelný hardware a software:

**CHISON**  
Value Beyond Imaging



**CHISON**  
Value Beyond Imaging

21 YEARS  
— SPECIALIZED IN ULTRASOUND



1T SSD hard disk  
 Sono AI – OB automatické měření BPD, AC, HC, FL  
 Vestavěná baterie, Nožní spoušť, Ohříváč gelu  
 Barevné panoramatické zobrazení  
 Elastografie  
 Elastografie Shear Wave  
 Stress echo  
 X-contrast  
 Sono PW – 4x vzorkovací objem

## PREMIUM VERSATILITY

### Convex Transducer



### Linear Transducer



### Phased Array Transducer



### Transvaginal Transducer




### Transrectal Transducer



### Volume Transducer



### Special Transducer



# CHISON

Value Beyond Imaging



**CHISON**  
Value Beyond Imaging

21 YEARS  
— SPECIALIZED IN ULTRASOUND

